

Bacterial DNA Isolation Kit

Cat. No.: S-1035-5; 5 applications
Cat. No.: S-1035; 25 applications
Cat. No.: S-1035-1; 50 applications



معرفی و کاربردها:

کیت حاضر برای استخراج DNA ژنومیک از باکتری‌های گرم منفی و مثبت در شرایط کشت یا موجود در مایعات و ترشحات بدن از جمله بزاق، ادرار، شیره شکمبه و ... طراحی شده است. با استفاده از این کیت می‌توان DNA ژنومیک را در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت استخراج کرد. DNA استخراج‌شده می‌تواند در بسیاری از واکنش‌های پلین دست از جمله PCR، تعیین توالی، تعیین ژنوتایپ، و هم‌مورد استفاده قرار گیرد.

VERSION: Sept 2023

قبل از اولین استفاده:

در کیت‌های ۵ عددی به محلول DB3 به میزان ۳۶ میلی‌لیتر، در کیت‌های ۲۵ عددی به محلول DB3 به میزان ۱۸ میلی‌لیتر، و در کیت‌های ۵۰ عددی به محلول DB3 به میزان ۳۶ میلی‌لیتر اتانول اضافه کنید. مطمئن شوید که ظرفی که به آن اتانول اضافه کردید به طرز مناسب و مشخصی لیبیل‌گذاری شود.

پروتکل استخراج DNA ژنومیک از باکتری:

مطمئن شوید که به محلول DB3 قبل از اولین استفاده مقادیر مناسب اتانول اضافه شده است.

-----PREPARATION & DNA RELEASE-----

لوله جمع‌کننده‌اش را به مدت یک دقیقه در 10000rpm در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ کنید. مایع جمع‌شده در لوله جمع‌کننده را دور بریزید.

۱۱. به داخل ستون ۵۰۰ میکرولیتر از محلول DB3 اضافه کنید. دوباره به مدت یک دقیقه در 10000rpm در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ کنید و سپس مایع جمع‌شده در لوله جمع‌کننده را دور بریزید.
۱۲. ستون و لوله جمع‌کننده‌اش را بار دیگر بدون اضافه نمودن هیچ محلولی به مدت ۵ دقیقه در 13000rpm در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ کنید.

-----ELUTION-----

۱۳. ستون را از لوله جمع‌کننده جدا کرده و آن را در داخل یک تیوب ۱/۵ میلی‌لیتری قرار دهید.
۱۴. از محلول DB4، به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر به مرکز ستون اضافه کنید. لوله را به مدت ۵ دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه کنید. ستون و تیوب ۱/۵ میلی‌لیتری را به مدت ۱ دقیقه در 10000rpm در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ کنید.
۱۵. مایع جمع‌شده در تیوب ۱/۵ میلی‌لیتری را به داخل ستون برگردانید و پس از گذشت ۳ دقیقه در 13000rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفیوژ کنید.
۱۶. مایع جمع‌شده در تیوب ۱/۵ میلی‌لیتری حاوی DNA ژنومیک است. آن را در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید. ▲

- ۱/۷ میلی‌لیتر بافر DB1 به لوله هموزنایز ۲ میلی‌لیتری اضافه کنید. به آن ۷ میکرولیتر ۲-مرکاپتواتانول اضافه کنید و مخلوط کنید.
- ۲ میلی‌لیتر مایعات ترششی یا یک میلی‌لیتر از کشت مایع باکتری را در داخل یک تیوب میکروسانتریفیوژ ۲ میلی‌لیتری با سرعت 13000rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفیوژ کنید. سپس همه مایع رویی را دور بیندازید.
۳. پلت حاصله را در ۷۰۰ میکرولیتر از محلول مرحله ۱ (DB1) به همراه ۲-مرکاپتواتانول حل کنید. چند بید شیشه‌ای را به میکروتیوب اضافه کنید و با بالاترین سرعت ورتکس کنید (۵ دقیقه برای باکتری‌های گرم منفی و ۱۰ دقیقه برای باکتری‌های گرم مثبت).
۴. به میکروتیوب، ۱۰ میکرولیتر RNase A اضافه کنید. پس از مخلوط کردن، میکروتیوب را در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه انکوبه کنید.
۵. به میکروتیوب، ۱۰ میکرولیتر Proteinase K اضافه کنید. پس از مخلوط کردن، میکروتیوب را در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه کنید (۲۰ دقیقه برای باکتری‌های گرم منفی و ۶۰ دقیقه برای باکتری‌های گرم مثبت).
۶. لوله را به مدت ۵ دقیقه با سرعت 13000rpm سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، محلول فوقانی را به یک میکروتیوب جدید ۲ میلی‌لیتری منتقل کنید.
۷. به این میکروتیوب، ۷۰۰ میکرولیتر از بافر DB2 اضافه و مخلوط کنید. سپس به میزان حجم اولیه (۷۰۰ میکرولیتر)، از اتانول به آن اضافه کرده و دوباره مخلوط کنید.

-----DNA BINDING TO THE COLUMN-----

۸. از محلول حاصله ۷۰۰ میکرولیتر را به داخل ستون قرار گرفته در لوله جمع‌کننده‌اش (هر دو در کیت موجود می‌باشد) منتقل کنید. سپس به مدت یک دقیقه در 10000rpm در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ کنید. مایع جمع‌شده در لوله جمع‌کننده را دور بریزید و دوباره ستون را در داخل لوله جمع‌کننده‌اش قرار دهید.
۹. مرحله ۸ را تکرار کنید تا تمامی محلول را از ستون عبور داده باشید.
۱۰. به داخل ستون ۷۰۰ میکرولیتر از محلول DB3 اضافه کنید. ستون و

-----WASHING-----

حجم نهایی محیط
کشت باکتری ۱۴ درجه (به جز آنژیوم که باید در منفی ۲۰ نگهداری شود)
استفاده از مقدار مشخصه‌ای
این محصول موثرترین کیفیت را امکان‌پذیر می‌کند.

Kit components:

Buffers: DB1, DB2, DB3, DB4
Enzymes: RNase A, Proteinase K
Spin Columns
Glass beads