

DENAZist Gel-Max-Extract Kit

Cat. No.: S-1050-25; 25 applications

Cat. No.: S-1050-50; 50 applications



معرفی و کاربردها:

این کیت برای استخراج سریع و ساده اسیدهای نوکلئیک از ژل کاربرد دارد. توسط این کیت می‌توان اسیدهای نوکلئیک را از آگارز معمولی یا آگارز با درجه ذوب پایین جدا نمود. نوع بافر استفاده شده اعم از TBE یا TAE، بر کارایی کیت تأثیری نمی‌گذارد. میزان و کیفیت بالای DNA استخراج شده توسط این کیت در کاربردهای مختلف بیولوژی مولکولی مورد آزمون قرار گرفته است. این موارد عبارتند از:

PCR and qPCR, Transfection, Plasmid subcloning, in vitro transcription, Sanger sequencing

VERSION: Nov 2024

قبل از اولین استفاده:

در کیت‌های ۲۵ عددی به محلول GR2 به میزان ۱۲ میلی‌لیتر، و در کیت‌های ۵۰ عددی به میزان ۲۴ میلی‌لیتر اتانول ۹۶ تا ۱۰۰ درصد اضافه کنید و لیبیل روی درب ظرف را علامت گذاری کنید.

www.denazist.ir

پروتکل بازیابی اسید نوکلئیک از ژل:

مطمئن شوید که به محلول GR2 قبل از اولین استفاده مقادیر مناسب اتانول اضافه شده است.

بدون اضافه نمودن هیچ محلولی، آن را با بالاترین سرعت (-۱۳۰۰۰ rpm) (۱۴۰۰۰) به مدت ۳ دقیقه سانتریفیوژ کنید.

-----ELUTION-----

ستون را به داخل یک میکروتیوب ۱/۵ میلی‌لیتری انتقال دهید. به داخل ستون ۵۰ میکرولیتر از محلول GR3 اضافه کنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه کنید. سپس میکروتیوب را به مدت ۲ دقیقه با سرعت ۱۳۰۰۰ rpm سانتریفیوژ کنید.

نکته مهم: میزان محلول GR3 در این مرحله غلظت نهایی را تعیین خواهد کرد. برای رسیدن به غلظت‌های بالاتر بازیابی، از حجم کمتر GR3 در این مرحله استفاده کنید.

ستون را دور بریزید. مایع جمع شده در میکروتیوب ۱/۵ میلی‌لیتری حاوی اسید نوکلئیک است. آن را در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید. ▲

DNA RELEASE FROM GEL & BINDING TO THE COLUMN

نمونه های اسید نوکلئیک خود را بر روی ژل آگارز برانید. یک لوله ایندورفید را وزن کنید و وزن آن را یادداشت کنید. بیرونی یک ترانس ایلومیناتور باند موردنظر خود را در ژل شناسایی کنید و آن را با یک تیغه اسکالپل تمیز بردارید. رعایت کنید که میزان ژل بریده شده از اطراف و زیر باند به حداقل برسد. ژل بریده شده را در لوله ایندورف قرار دهید و وزن آن را محاسبه کنید. در این پروتکل هر ۱۰۰ میلی گرم ژل معادل ۱۰۰ میکرولیتر حجم محاسبه می‌شود.

سه برابر حجم ژل از محلول GR1 به لوله اضافه کنید. برای مثال به حجم ۱۰۰ میلی گرمی (معادل ۱۰۰ میکرولیتر) ژل، ۳۰۰ میکرولیتر از این محلول اضافه کنید. اگر غلظت آگارز مورد استفاده بیش از ۲٪ است، حجم محلول GR1 را ۶ برابر کنید. لوله را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه انکوبه کنید. در طول این مدت هر از گاهی لوله را ور تکس کنید. مطمئن شوید که ژل کاملاً حل شده است. در غیر این صورت انکوباسیون را طولانی تر کنید.

هنگامی که ژل حل شد، به اندازه یک بیستم حجم ژل و بافر اضافه شده، از محلول استات سدیم (Na acetate) به آن اضافه کنید. برای مثال به ۱۰۰ میلی گرم ژل و ۳۰۰ میکرولیتر بافر GR1، بیست میکرولیتر استات سدیم اضافه کنید.

به اندازه نیمی از حجم ژل و بافر، اتانول ۹۶ تا ۱۰۰ درصد اضافه کنید و مخلوط کنید. برای مثال به ۱۰۰ میلی گرم ژل و ۳۰۰ میکرولیتر بافر GR1، دوپست میکرولیتر اتانول اضافه کنید.

تمامی محلول را به ستون جداسازی (spin column) که در داخل تیوب جمع کننده قرار داده‌اید، منتقل کنید. تیوب را با سرعت ۸۰۰۰ rpm به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، مایع جمع شده در تیوب جمع کننده را دور بریزید.

-----WASHING-----

ستون را مجدداً در تیوب جمع کننده قرار دهید. از محلول GR2 به میزان ۲۰۰ میکرولیتر به ستون اضافه کنید و در دمای آزمایشگاه آن را به مدت ۱ دقیقه با سرعت ۸۰۰۰ rpm سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، مایع جمع شده در تیوب جمع کننده را دور بریزید.

حفظ: در جای خنک و تاریک نگهداری کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. استفاده فقط برای اهداف تحقیقاتی. این محصول استاندارد کیفیت را گذرانده است.

Kit components	25 app.	50 app.
GR1 buffer	12.5 ml	25 ml
GR2 buffer	9 ml	18 ml
GR3 buffer	3 ml	6 ml
Na Acetate solution	0.7 ml	1.4 ml
Spin column	25	50

Store all components at room temperature.
Expiry date: 18 month from the date of manufacture