

Blood DNA Isolation Kit

Cat. No.: S-1031-5; 5 applications
Cat. No.: S-1031; 25 applications
Cat. No.: S-1031-1; 50 applications
Cat. No.: S-1031-250; 250 applications



معرفی و کاربردها:

این کیت برای استخراج DNA ژنومی از خون کامل (سیترات، هپارینه، دارای EDTA) و انواع سلول‌های کشت داده شده جانوری کاربرد دارد. در حین استخراج توسط این کیت، DNA با کارایی بسیار بالا از پروتئین‌ها و RNA جدا می‌شود. میزان و کیفیت بالای DNA استخراج شده توسط این کیت برای انواع کاربردهای بیولوژی مولکولی، از جمله Next generation sequencing و Genotyping مورد آزمون کیفی و کمی قرار گرفته است.

VERSION: Sept 2023

قبل از اولین استفاده:

در کیت‌های ۵، ۲۵، ۵۰ عددی به محلول BD3 به ترتیب میزان ۱۲، ۲۴ میلی‌لیتر اتانول ۹۶ تا ۱۰۰ درصد اضافه کنید. در کیت‌های ۲۵۰ عددی به میزان ۶۰ میلی‌لیتر اتانول ۹۶ تا ۱۰۰ درصد به هر ظرف BD3 اضافه کنید. مطمئن شوید که ظرف حاوی BD3 و اتانول لیبل گذاری شده باشد.

پروتکل استخراج:

- مطمئن شوید که ظرف حاوی BD3 حاوی اتانول می‌باشد.
- به یک میکروتیوب ۱/۵ میلی‌لیتری، ۵ میکروتیوب Proteinase K اضافه کنید.
- یکی از موارد "a" یا "b" را اجرا کنید.
- a** . استخراج از نمونه خون: ۳۰۰ میکرولیتر خون کامل به میکروتیوب اضافه کنید. به مدت ۵ ثانیه مخلوط کنید.
- b** . استخراج از سلول‌های کشت داده شده جانوری: ۳۰۰ میکرولیتر PBS حاوی سلول را به میکروتیوب اضافه کنید. به مدت ۵ ثانیه مخلوط کنید.
- توجه:** در صورتی که قصد دارید استخراج را ظرف ۴۸ ساعت انجام دهید، خون تازه را در یخچال نگهداری کنید. اگر استخراج پس از ۲ روز انجام خواهد شد، بهتر است نمونه خون را در فریزر منفی ۲۰ یا ترجیحاً منفی ۸۰ نگه کنید.
- ۳۰۰ میکرولیتر BD1 اضافه کنید و به مدت ۵ ثانیه مخلوط کنید.
- از محلول BD2 به میزان ۶۰۰ میکرولیتر اضافه کنید و به مدت ۵ ثانیه مخلوط کنید.
- میکروتیوب را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه کنید.
- پس از انکوباسیون، ۳۰۰ میکرولیتر اتانول ۹۶ یا ۱۰۰ درجه اضافه کنید و به مدت ۵ ثانیه مخلوط کنید.
- DNA BINDING TO THE COLUMN-----**
- میزان ۷۵۰ میکرولیتر از مخلوط حاصله را به ستون جداسازی (spin column) که در داخل تیوب جمع‌کننده قرار دارد منتقل کنید.
- با سرعت ۸۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، مایع جمع شده در تیوب جمع‌کننده را دور بریزید و ستون را مجدداً در تیوب جمع‌کننده قرار دهید.
- باقی مانده مخلوط (حدود ۷۵۰ میکرولیتر) را مجدداً به همین ستون اضافه کنید و به مدت ۲ دقیقه با سرعت ۸۰۰۰ rpm سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، مایع جمع شده در تیوب جمع‌کننده را دور بریزید و ستون را مجدداً در تیوب جمع‌کننده قرار دهید.

-----WASHING-----

۱۰. از محلول BD3 به میزان ۷۰۰ میکرولیتر به ستون اضافه کنید و آن را به مدت ۱ دقیقه با سرعت ۱۰۰۰۰ rpm سانتریفیوژ کنید. پس از سانتریفیوژ، مایع جمع شده در تیوب جمع‌کننده را دور بریزید.

۱۱. ستون را مجدداً در تیوب جمع‌کننده قرار دهید و بدون اضافه نمودن هیچ گونه محلولی، آن را با سرعت ۱۳۰۰۰ rpm به مدت ۳ دقیقه سانتریفیوژ کنید.

-----ELUTION-----

۱۲. ستون را به داخل یک میکروتیوب ۱/۵ میلی‌لیتری انتقال دهید. به داخل ستون ۵۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر از محلول BD4 اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

۱۳. تیوب را به مدت ۳ دقیقه با سرعت ۱۳۰۰۰ rpm سانتریفیوژ کنید.

۱۴. ستون را دور بریزید. مایع جمع شده در تیوب ۱/۵ میلی‌لیتری حاوی DNA ژنومیک است و می‌توانید آن را در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

توجه: برای حذف مقادیر بسیار ناچیز و احتمالی RNA، آنزیم RNase A با غلظت ۲ میلی‌گرم در میلی‌لیتر (از اجزای کیت نمی‌باشد) را در انتهای مرحله ۵ به میزان ۲ میکرولیتر اضافه کنید و به مدت ۵ ثانیه مخلوط کرده و میکروتیوب را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه کنید. سپس از مرحله ۶ پروتکل را دنبال کنید. ▲

حاصل: DNA محلول
تجهیزات: پارانی، صند، ۸۱۶، درجه به جز آنزیم که باید در منفی ۲۰ نگهداری شوند
استفاده: فقط برای مصارف تحقیقاتی
این محصول معیارین کنترل کیفی را گذرانده است.

Kit components:
Buffers: BD1, BD2, BD3, BD4
Enzymes: Proteinase K
Spin Columns

Expiry date: 18 month after shipping